

RECUEIL DES URINES POUR ECBU CHEZ LE NOURRISSON



IT-MU-A4/001-05

A n'utiliser que si la quantité d'urine recueillie permet d'atteindre le niveau minimum requis indiqué sur le tube. Sinon, rapporter la poche au laboratoire le plus vite possible

NOURRISSON (TUBE + CANULE STERILE)



- Poser le collecteur adhésif stérile (pas plus de 1H en place).
Si l'enfant n'a pas uriné, changer la poche
- Dès la miction terminée, le collecteur est ôté et les urines sont transvasées avec précaution dans le tube Vacutainer® à l'aide de la canule jointe



Mettre l'extrémité de la canule dans le collecteur puis insérer le tube dans l'orifice et le percuter.
Le maintenir jusqu'à ce que le remplissage s'arrête
Identifier les échantillons : **NOM, Prénom et date de naissance**

TRANSMISSION AU LABORATOIRE :

Replacer le tube dans le sachet.

Mettre l'ordonnance et la fiche de prélèvement remplie dans la pochette extérieure.

Transmettre rapidement le sachet au laboratoire (conservation du tube à température ambiante, 24h maximum)